

TecnoStatic

Electrostatic Technology

TS 200

Professioneller, elektrostatischer
Hochleistungszerstäuber



Beim elektrostatischen Zerstäuber TS 200 handelt es sich um ein Gerät, mit dem alle Arten von Räumlichkeiten professionell, effizient und wirtschaftlich desinfiziert werden können.

Das TS 200 Gerät ist dabei so vielfältig einsetzbar und wendig, dass am selben Tag Arbeiten in mehreren Räumlichkeiten aller Art von Anlagen, und zwar unabhängig von deren Größe, durchgeführt werden können.

EIGENSCHAFTEN

- Hochschlagfestes Polymergehäuse
- Ölfreier Kompressor
- Rollenkoffer
- Ausziehbarer Zuggriff
- Einfache Handhabung
- Leicht, für den täglichen Gebrauch geeignet
- Sehr praktisch und bequem zu transportieren
- Gleichmäßige Abdeckung
- Geräuscharm

Abmessungen **26,5 x 45,5 cm**

Nettogewicht **25 kg**

Gewicht mit
Verpackung **26 kg**

Elektrische
Spezifikationen **220V und 110V**

Doppelschlauchlänge **4 m**

Durchflussgeschwindigkeit **bis zu 130 ml/min**

Netzkabellänge **2 m**

Tropfengröße **40 Mikron**

Tankkapazität **5 l**




IN SPANIEN
HERGESTELLT
Entspricht den
Richtlinien der
CE-Kennzeichnung

SPITZENQUALITÄT
Mit hochmoderner
Technologie

TECHNISCHER
KUNDENDIENST IN
24/48 STUNDEN
Wir helfen Ihnen
schnell und effizient

TecnoStatic
Electrostatic Technology

WTCZ. C/ María Zambrano nº31, Torre Oeste, planta 15. 50018 Zaragoza (Spanien)
(+34) 91 060 71 00 • info@tecnostatic.com • www.tecnostatic.com




DIE UMHÜLLENDE ELEKTROSTATISCHE TECHNOLOGIE DES TS 200 GERÄTS

Die Lösung für die Desinfizierung von Räumlichkeiten und Gebrauchsgegenständen in allen Branchen und Industriezweigen

Das TS 200 Gerät funktioniert mittels elektrostatischer Zerstäubung, einer neuartigen, von TecnoStatic patentierten Technologie. Seine charakteristische „Umhüllung“ sorgt für eine 360° umfassende Desinfizierung, wodurch an Desinfektionslösung, Zeit und Arbeitskraft gespart wird.

Bei der elektrostatischen Zerstäubung werden Desinfektionsflüssigkeiten elektrisch aufgeladen. Beim Zerstäuben dieser Flüssigkeiten werden die Tropfen von der elektrischen Aufladung mit umgekehrtem Vorzeichen auf den Oberflächen angezogen und legen sich genau und gleichmäßig an diese an.

TS 200 sorgt für weit umfassendere Sanitisierung als herkömmliche Systeme, da die komplette Oberfläche der Gegenstände, einschließlich schwer zugänglicher Stellen, erreicht wird.



VÖLLIGE ABDECKUNG

Die gleichmäßige, präzise Zerstäubung deckt alle Bereiche ab, einschließlich der schwer zugänglichen



VORBEUGUNG VON KREUZKONTAMINATION

Verhindert die Ausbreitung von Bakterien, Keimen oder Viren von einer Oberfläche zur anderen



BETRÄCHTLICHE KOSTENEINSPARUNG

Die Reinigungszeiten werden deutlich verkürzt



GARANTIERTE KEIMFREIHEIT

Die zu desinfizierenden Oberflächen und Gegenstände brauchen nicht angefasst zu werden



GERINGERE TROCKNUNGSZEIT

Durch das Zerstäuben entsteht eine besonders feine Schicht, die schnell trocknet



UMWELTSCHUTZ

Es wird nur die unbedingt notwendige, geringe Menge an chemischen Produkten verwendet